



ORIGIN®

Premium OPEN Source Dental CAD/CAM Systems
at Competitive "OPEN MARKET" Prices

Cutting Titanium and Ceramic Materials!

ORIGIN NobleTitan™ Titanium

- Titanium is one of the most bio-compatible metals available.
- ADA classifies titanium between high noble and noble alloys.
- Ideal CAD/CAM substitute for base metal and noble metal.
- Titanium porcelain available.

Ceramic Materials

- Cut full contour crowns in less than 30 minutes.
- 16 or 8 units in one automated cycle. Patent pending process.
- Finished crown out of the mill - requires simple stain and glaze.



ORIGIN 3Shape Scanner



ORIGIN 3Shape Design Software



ORIGIN Pro Duo 6000 & 7000
Milling Machine (4 axis, 5 axis)



98mm disc, 47 actual ORIGIN zirconia copings
(10 minute per coping average mill time)
67 actual ORIGIN Dura-Plex™
(PMMA wax, 6 min avg)

Accuracy: industry leading 5 microns



ORIGIN 4000



Zirconia Sintering in 2 Hours
Non-microwave Breakthrough Technology!
U.S. & International Patent Pending

Most Cost Efficient Production

Comprehensive System Evaluation & Training

Call us to schedule a system demonstration and receive hands-on training at our facility in Salt Lake City, Utah. Bring your own cases to scan, design, mill and sinter. Spend as much time as you need to thoroughly evaluate and test the ORIGIN CAD/CAM system, we will cover your meals and hotel stay.

Best of Class Components

Each stand-alone ORIGIN component (scanner, milling machine, sintering furnace, YZ zirconia & software) is among the best in its field. Each component has a proven track record of performance and dependability, allowing you to trust that your system will provide the exacting results that you demand.

한국어 상담 및 서비스

PFM accounts들을 Zirconia crown 으로 교체하기에 지금보다 더 좋은 시기는 없습니다. 장비에 관한 상담 및 In-house milling 에 관한 know-how 등 일체의 내용을 한국어로편하게 서비스 해 드립니다. 업계최초의 자신있는 coping 원가공개 및 다른 system 과는 월등하게 차별화된 서비스로 제공되는 ORIGIN CAD CAM 대열에 참여 하십시오.

(DuoTron Oven은 한국의 신기술로 제작 되었으며 나머지 제품들은 모두 검증받은 유럽의 Best Seller제품입니다.)