

Caso clinico con ceramica Triceram



Autore: Odt. Bruno Marziali



Triceram®

A seguito di un trauma, un paziente di 45 anni ha perso il 13, il 12, l'11, il 21 il 22 nell'arcata superiore ed il 33, il 32, il 31, il 41 ed il 42 nell'arcata inferiore. Ha inoltre riportato la frattura della mandibola con notevole perdita di osso sia verticale che orizzontale nel mascellare e

nella mandibola. A guarigione avvenuta, sono stati inseriti 2 impianti nell'arcata inferiore (zona 42 – 33) e 3 impianti in quella superiore (zona 13 – 11 – 22).




Descrizione del lavoro: sono stati realizzati dei provvisori in resina a caldo con rinforzo in fibra di vetro su cilindri in titanio, nonché due strutture in titanio fuso per ceramica, utilizzando dei cilindri calcinabili. È stata inserita anche una mucosa artificiale in ceramica per accorciare la lunghezza dei denti, ma in particolar modo per ridurre la balconatura del profilo dentale anteriore, in quanto il paziente lamentava un


adeguato supporto del labbro superiore con i provvisori. Nell'inferiore si è preferito inserire solo 4 elementi mancanti (32, 31, 41 e 42) anziché 5 per non creare un sovra-affollamento poiché, da un punto di vista funzionale, non si riusciva a dare delle guide incisali corrette. Il lavoro è stato finalizzato con ceramica Triceram (Dentaurum).

Caso clinico con ceramica Triceram

Autore: Odt. Bruno Marziali



Situazione iniziale



Impianti in situ



Impianti in situ



Provisori



Modello master con calcinabili




Modello master con calcinabili

Caso clinico con ceramica Triceram

Autore: Odt. Bruno Marziali



Modellazione ponte superiore



Modellazione ponte inferiore



Impeniatura



Fusione del superiore in titanio



Sabbiatura



Stesura del bonder

Caso clinico con ceramica Triceram


Autore: Odt. Bruno Marziali



Situazione finale ponte superiore



Situazione finale ponte inferiore



Caso clinico con ceramica Triceram

Autore: Odt. Bruno Marziali



Bruno Marziali,
Laboratorio Tecnodent S.n.c.
Via dell'Industria, 249/A
Corridonia (MC)
Tel. e Fax: 0733/28.10.71
E-mail: tecnocmr@tin.it